

Battery type:
Primary

Not rechargeable!
Nicht wiederaufladbar!

User Instructions

Installation and use

This product must be installed by a qualified professional!
Refer to the equipment manufacturer's instructions!

Do not allow the terminals to come into contact with metallic objects:

RISK OF SHORT CIRCUIT, FIRE AND EXPLOSION

Do not expose the battery to fire or high temperatures. Do not open the battery.

Storing, maintaining the battery

Store the battery in a cool, dry and well-ventilated place, protected from damp and humidity. Protect from short circuits. If several products are included in the pack, leave the instructions in the outer packaging until all products are used.

The batteries are provided with a LOT no. or production code: 1234, where 1=day of week, 2+3=calendar week; 4=year.
Example: 5270xxxxx = Friday, CW 27, 2020.

Disposal of used batteries

Used batteries must not be disposed of with common household waste!
Please take old batteries to a designated collection point. Details and information on disposal are available at:

<https://www.grs-batterien.de>

Should you have any queries, please contact us at any time using the following free service hotline:
0800-AKKUMED (0800-2558633).



Akkuplanet GmbH, Berta-Benz-Str. 18,
D-40670 Meerbusch, Germany,
phone +49-2159-922 40-00



CE mark based on Regulation (EU)
2017/745 on medical devices of
25 May 2017

Bedienungsanleitung

Einbau und Anwendung

Der Einbau ist nur von Fachpersonal durchzuführen!
Bitte beachten Sie dabei auch die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers!

Berühren Sie niemals die Kontakte mit metallischen Gegenständen:

KURZSCHLUSS-, BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Setzen Sie die Batterie niemals Feuer oder hohen Temperaturen aus.
Öffnen Sie niemals die Batterie.

Lagerung, Wartung der Batterie

Bitte lagern Sie die Batterie trocken, vor Nässe und Luftfeuchtigkeit geschützt in kühlen und gut durchlüfteten Räumen. Achten Sie darauf, dass keine Kurzschlüsse entstehen können. Wenn es sich um mehrere Produkte handelt, belassen Sie bitte die Gebrauchsanweisung so lange in der Umverpackung, wie sich noch Produkte darin befinden.

Die Batterien sind mit einer LOT-Nr. bzw. einem Produktionscode versehen: 1234 wobei 1=Wochentag, 2+3=Kalenderwoche; 4=Jahr.
Beispiel: 5270xxxxx = Freitag, KW 27, 2020.

Entsorgung von Altbatterien

Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie die alten Batterien an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. Hinweise und Informationen zur Entsorgung finden Sie unter:

<https://www.grs-batterien.de>

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter der kostenfreien Service-Rufnummer:

0800-AKKUMED (0800-2558633) zur Verfügung.



Akkuplanet GmbH, Berta-Benz-Str. 18, D-40670 Meerbusch,
Telefon: +49-2159-922 40-00



CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 25. Mai 2017

Istruzioni per l'uso

Incorporazione e utilizzo

Il montaggio va effettuato esclusivamente da parte di personale specializzato!

Sono da osservare anche le istruzioni per l'uso del produttore dell'apparecchio!

Non toccare mai i contatti con degli oggetti metallici:

PERICOLO DI CORTOCIRCUITO, INCENDIO ED ESPLOSIONE

Non esporre mai la batteria a fuoco e temperature elevate. Non aprire mai la batteria.

Conservazione, manutenzione della batteria

Si raccomanda di conservare la batteria in un luogo asciutto, fresco, ben ventilato e protetto dal bagnato e dall'umidità. Accertarsi che non possano verificarsi dei cortocircuiti. Qualora dovesse trattarsi di più prodotti, si raccomanda di lasciare le istruzioni per l'uso nella confezione, finché in questa si trovano ancora dei prodotti.

Le batterie sono dotate di un numero di PARTITA risp. di un codice di produzione: 1234 dove 1=giorno, 2+3=settimana; 4=anno.
Esempio: 5270xxxxx = venerdì, settim. 27, 2020.

Smaltimento di batterie vecchie

Le batterie e gli accumulatori usati non vanno smaltiti nei rifiuti domestici! Si raccomanda di smaltire le batterie vecchie in un centro di raccolta appositamente allestito. Le rispettive informazioni per lo smaltimento si trovano al sito:

<https://www.grs-batterien.de>

In caso di eventuali domande, siamo volentieri a vostra disposizione in qualsiasi momento sotto il numero di servizio gratuito:

0800-AKKUMED (0800-2558633).



Akkuplanet GmbH, Berta-Benz-Str. 18, D - 40670 Meerbusch,
telefono: +49-2159-922 40-00



Marchio CE secondo il regolamento (UE) 2017/745 sui prodotti medicali del 25 maggio 2017

Notice d'emploi pour référence

Montage et application

L'exécution du montage est exclusivement réservée à des techniciens! Lors de cette opération, prière d'absolument respecter le manuel d'utilisation du constructeur d'appareils!

Ne jamais toucher les contacts avec des objets métalliques:

RISQUE DE COURT-CIRCUIT, D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Ne jamais exposer l'batterie à des sources de chaleur, à toute flamme nue ou à des températures élevées. Ne jamais ouvrir l'batterie.

Stockage, entretien de batterie

Veillez SVP stocker l'batterie dans des locaux secs, frais, bien aérés et protégés de l'eau et de l'humidité. Veillez à éviter toute formation de courts-circuits. Lorsqu'il s'agit de plusieurs dispositifs, veuillez SVP laisser la notice d'emploi dans l'emballage tant que des dispositifs y sont toujours contenus.

Les piles sont doté d'un n° LOT voire d'un code de production : 1234 en l'occurrence 1=le jour de la semaine, 2+3=la semaine calendaire ; 4=l'année. Exemple : 5270xxxxx = vendredi, semaine 27, 2020.

Mise au rebut des piles usagées

Ne jamais mettre les piles et les accumulateurs usagés aux ordures ménagères ! Veuillez SVP remettre les piles usagées à un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples conseils et informations pour la mise au rebut, consulter notre site:

<https://www.grs-batterien.de>

Pour tous renseignements complémentaires, nous nous tenons volontiers à votre disposition, composez pour cela le numéro SAV:

0800-AKKUMED (0800-2558633), appel gratuit.



Akkuplanet GmbH, Berta-Benz-Str. 18, D - 40670 Meerbusch, Germany,
Numéro d'appel +49-2159-922 40-00



Marquage CE selon au règlement (UE) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux du 25 mai 2017